

Rurka do demonstracji indukcji prądu wirowego - zasada Lenza

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 24.05.2025/DE1

Nr art.: 1041629



to strony z
produktem

2.337,74 zł brutto

Odważnik potrzebuje ok. 1/2 sekundy, by opaść w rurze. Jeśli powtórzmy doświadczenie, używając magnesu o identycznej masie, będzie on na to potrzebował ok. 10x dłuższego czasu. Ruch magnesu indukuje prąd w rurze. W związku z tym na magnes działa siła przeciwna do siły ciężenia i hamuje spadek.

Zawartość:

Rurka (dł.=1,5 m); 2 odważniki, jeden z nich to magnes i waga sprężynowa. Do zestawu dołączona instrukcja obsługi w języku angielskim.