

Mikrotom ręczny

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 01.05.2025/DE1

Nr art.: 1168809



to strony z
produktem

20,63 zł brutto

Za pomocą mikrotomu ręcznego można wykonać bardzo cienkie preparaty z roślin lub martwych zwierząt. W tym celu nożem wycinamy z próbki odpowiedni kawałek, który pasuje do jednego z otworów w mikrotomie. Próbkę trzymaną jest pęsetą. Grubość plastra ustawia się odpowiednio przesuwając próbkę względem ostrza noża. Stalowe ostrze z obrotową rękojeścią w plastikowej obudowie do łatwego i bezpiecznego wykonywania mikroskopijnych drobnych części roślin lub zwierząt.

Akcesoria niezbędne

Żyłki, 10 sztuk

Nr art. 1133013



136,99 zł brutto