

Destylacja frakcyjna

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 02.05.2025/DE1

Nr art.: 1245020



to strony z
produktem

422,59 zł brutto

W destylacji frakcyjnej mieszanina różnych substancji ciekłych jest rozdzielana na podstawie ich temperatury wrzenia. W tym celu mieszanina, która ma zostać rozdzielona, jest zwykle umieszczana w kolbie, na której znajduje się kolumna.

Objętość:

250 ml

Zawartość:

Kolba okrągłodenna 250 ml, kolumna Vigrex, głowica destylacyjna, głowica destylacyjna, adapter