


Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), - wprowadzenie

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 09.05.2025/DE1

Nr art.: 1093121



to strony z
produktem

735,17 zł brutto

Przedział wiekowy:
od 16 lat

Powiększenie:
Jak przebiega reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR)?

Zestaw doświadczalny zawiera wszystkie elementy umożliwiające prezentację zasad i możliwych zastosowań reakcji łańcuchowej polimerazy. Do przeprowadzenia doświadczeń nie jest potrzebny termocykler! Ponadto wykorzystuje się wyłącznie DNA nie pochodzące od człowieka, posiadające pozwolenie na stosowanie w placówkach szkolnych.

Rozmiar opakowania:
Na 6 doświadczeń (zestaw zawiera 6 żeli).

Czas prezentacji:
120 min

Zawartość:
Próbki DNA, agaroz, bufor, InstaStain, bufor żelowy, kalibrowany zakraplacz, zlewka miarowa o poj. 100 ml ze skalą oraz automatyczne pipety mikrolitrowe.