


Destylacja próżniowa

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 25.05.2025/DE1

Nr art.: 1245021



to strony z
produktem

464,37 zł brutto

W destylacji frakcyjnej mieszanina różnych substancji ciekłych jest rozdzielana na podstawie ich temperatury wrzenia. W tym celu mieszanina, która ma zostać rozdzielona, jest zwykle umieszczana w kolbie, na której znajduje się kolumna. Zestaw nadaje się do stosowania w warunkach próżni.

Objętość:

100 ml

Zawartość:

Kolumna Vigrex, głowica destylacyjna, chłodnica Liebiga, głowica destylacyjna, adapter próżniowy, kolba Erlenmeyera 100 ml